

Til skylning af dræn
Til udtrækning af steril væskeprøve



Accesskit 50-7280

Til skylning af PleurX/PeritX/drainova kateter samt udtrækning af steril væskeprøve.

Sættet indeholder:

- Steril afdækning
- Sprintservietter
- Hætte til skift
- Sikkerhedsklemme
- Skyllsættet/prøvesæt

Du skal evt. Også bruge:

- Ekstra lille bandage til at dække hudsuturer
- Eventuelt ekstra Tegaderm / Opsite